

REF.067061

NANOX 1
Colis de 6 flacons de 500 ml

Révision : 17/03/2011

UTILISATION

Crème rénovante utilisée pour le nettoyage en profondeur des surfaces en acier inoxydable, aluminium, cuivre, porcelaine, fibre de verre, mélamine et acrylique. Peut être utilisé sur plaque vitrocéramique.

NANOX 1 enlève efficacement les incrustations de saleté et de graisse ainsi que la rouille. N'endommage pas les surfaces. Laisse un film protecteur uniforme et brillant.

COMPOSITION

Plus de 5 % mais moins de 15 % : Hydrocarbures aliphatiques.

Moins de 5 % : tensio-actifs non ioniques

NORMALISATION

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant entrer au contact des denrées alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999).

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Aspect	crème opaque blanche
Odeur	caractéristique des composantes
pH concentré (25 °C)	1.5-2.0
Densité (25 °C)	1,10 - 1,11

MODE ET DOSES D'EMPLOI

Agiter avant emploi pour fluidifier. Verser un peu de produit sur un chiffon ou une éponge humide et appliquer uniformément sur la surface. Frotter si nécessaire. Rincer immédiatement à l'eau. Essuyer à sec avec un chiffon propre ou un papier.

Important : Pour les matériaux pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires, rincer à l'eau potable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient : Alcool benzylique (n°CAS 100-51-6), Acide phosphorique (n°CAS 7664-38-2), Isopropanol (n°CAS 67-63-00).

Irritant pour les yeux et la peau. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'emballage ou l'étiquette). Conserve hors de la portée des enfants.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d'urgence contacter l'hôpital F.Widal, centre anti-poison et de toxicovigilance de Paris au 01.40.05.48.48

CONDITIONNEMENT

Colis de 6 flacons de 500 ml

