

**REF.259915**

## **SANIDIOL GEL ROSE**

**Colis de 6 flacons de 1 litre + 1 pulvérisateur**

Famille 510

Révision : 14/10/2011

### **UTILISATION**

Nettoyant détartrant désinfectant désodorisant prêt à l'emploi pour les sanitaires. Idéal pour le nettoyage et la désinfection des salles de bains, lavabos, douches, baignoires, robinetterie, plan de travail mais aussi les cuvettes de WC et urinoirs. Sa formule gel lui confère une bonne adhérence pour une meilleure action en profondeur.

Son parfum fleuri permet de laisser une odeur agréable dans vos sanitaires.

Sa formule spéciale est non irritante et non corrosive pour un meilleur respect de l'utilisateur sans altérer l'efficacité du produit.

Formulé sans butyl glycol.



### **COMPOSITION**

Moins de 5% : agents de surface non ionique et cationique, désinfectants, parfums (linalool)  
Chlorure de benzalkonium (CAS n° 68424-85-1) à 0.97% (m/m).

### **CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE**

Aspect.....	liquide gélifié
Couleur.....	rose
Odeur.....	fleurie
pH (pur) .....	2.1 à 2.6
Viscosité .....	150 – 200 mPa.s

### **PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES**

#### **Bactéricide :**

EN 1040, 5 mn et en 5min sur Staphylococcus aureus MRSA

EN 1276, 5min, conditions de saleté

EN 13697, conditions de saleté, 5min

NF T 72-170/171 spectre 4, 5 min conditions de saleté

T 72-301actif sur Legionella pneumophila selon les conditions de la norme NF T 72-151, 5 min.

#### **Fongicide :**

EN 1650, conditions de saleté, 15 min

EN 1275 sur Candida albicans, 30 min.

#### **Virucide :**

Actif sur HIV en 1min selon la norme EN 14476+A1

Actif sur Rotavirus SA11, conditions de saleté, 5min, selon EN 14476+A1

Actif sur PRV (virus modèle hépatite B), conditions de saleté, en 5min selon la norme EN14476+A1

**REF.259915**

### **MODE ET DOSES D'EMPLOI**

Produit prêt à l'emploi.

Vaporiser directement à environ 20-40 centimètres des surfaces à nettoyer et à désinfecter.

Laisser agir au moins 5 minutes et rincer.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits détergents désinfectants.

Craint le gel. Dans son emballage d'origine fermé et dans les conditions normales de stockage, se conserve pendant trois ans (voir n° de lot et DLU sur emballage).

Produit à usage biocide : TP02. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d'urgence, contacter l'hôpital F.WIDAL, centre antipoison et de toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

### **CONDITIONNEMENT**

Colis 6 flacons de 1 litre + 1 pulvérisateur