

REF.505080

SAVON AMPHOTENE

Colis de 12 recharges de 800 ml pour Savonpak® 3

Famille 500

Révision : 07/12/2011

UTILISATION

AMPHOTENE est une lotion moussante hypoallergénique* (formulée de façon à minimiser le risque de réactions allergiques) pour lavages fréquents et hygiéniques. Agréablement parfumée. Recommandé pour toutes les peaux, même fragiles. Le système de recharge exclusif Savonpak®, vous garantit une parfaite étanchéité de la cartouche tout le long de son utilisation. Ainsi, pas date de péremption applicable après ouverture, le système restant étanche à l'air en permanence.

COMPOSITION

Aqua, sodium laureth sulfate, peg-7 glyceryl cocoate, cocamide dea, laureth-2, sodium chloride, cocamidopropyl betaine, dmdm hydantoin, citric acid, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfum, ci 42051, ci 47005, magnesium nitrate, magnesium chloride.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	liquide visqueux bleu
Odeur	florale
pH (direct).....	5,50 – 6,00
Densité	1,013 – 1,023
Viscosité	1800 – 2200 mPa.s

NORMALISATION

Présente une activité antiseptique in vivo selon la méthode de Williamson et Kligmann. Répond aux critères d'efficacité des agents de conservation antimicrobiens recommandés pour les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne 5.1.3.

*Formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques

MODE ET DOSES D'EMPLOI

Sur peau mouillée, appliquer une dose de produit (1 dose= 1.4 ml soit 1 pression). Frotter mains, poignets, avant-bras, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant une minute au moins. Rincer soigneusement à l'eau tiède. Sécher avec un essuie-mains à usage unique

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Usage externe sur peau saine seulement. Craint le gel. Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres antiseptiques et autres produits.

Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage, se conserve 30 mois (voir DLU sur emballage)

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d'urgence, contacter l'hôpital F.Widal, centre anti-poison et de toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT

Colis de 12 recharges de 800 ml pour Savonpak® 3

