

**REF.509080**

## **SAVON AMPHOTENE**

**Colis de 6 recharges de 2500 ml pour Savonpak® 2500**

Famille 500

Révision : 07/12/2011

### **UTILISATION**

AMPHOTENE est une lotion moussante hypoallergénique\* (formulée de façon à minimiser le risque de réactions allergiques) pour lavages fréquents et hygiéniques. Agréablement parfumée. Recommandé pour toutes les peaux, même fragiles. Le système de recharge exclusif Savonpak®, vous garantit une parfaite étanchéité de la cartouche tout le long de son utilisation.

### **COMPOSITION**

Aqua, sodium laureth sulfate, peg-7 glyceryl cocoate, cocamide dea, laureth-2, sodium chloride, cocamidopropyl betaine, dmdm hydantoin, citric acid, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfum, ci 42051, ci 47005, magnesium nitrate, magnesium chloride.

### **CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES**

Aspect .....	liquide visqueux bleu
Odeur .....	florale
pH (direct).....	5,50 – 6,00
Densité .....	1,013 – 1,023
Viscosité .....	1800 – 2200 mPa.s

### **NORMALISATION**

Testé in vivo selon le test de Williamson et Kligmann et selon la Pharmacopée européenne 5.1.3 (1997).

\*Formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques

### **MODE ET DOSES D'EMPLOI**

Dévisser le bouchon de la cartouche et visser dessus la pompe fournie avec le distributeur. Sur peau mouillée, appliquer une dose de produit (1 dose= 1.4 ml soit 1 pression). Frotter mains, poignets, avant-bras, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant une minute au moins. Rincer soigneusement à l'eau tiède. Sécher avec un essuie-mains à usage unique

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Usage externe sur peau saine seulement. Craint le gel. Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres antiseptiques et autres produits.

Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage, se conserve 30 mois (voir DLU sur emballage)

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d'urgence, contacter l'hôpital F.Widal, centre anti-poison et de toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

### **CONDITIONNEMENT**

Colis de 6 recharges de 2500 ml pour Savonpak® 1200

